


Ma sonde d'échographie est-elle réparable ?

Défauts cosmétiques

MEMBRANE ABIMÉE



MANCHON


détaché de la gaine



BOITIER CASSÉ



FUITE HUILE



CÂBLE ARRACHÉ



«


J'ai une gaine écrasée / un câble arraché ...

Nous vous proposons une réparation ou un changement de pièce garantissant un niveau de performance équivalent aux spécifications du constructeur. Toutes nos réparations sont effectuées dans nos ateliers à Lyon (France). »





CÔNES D'OMBRE

AVANT



APRÈS




« Nous testons la sonde pour diagnostiquer la cause (membrane ? module acoustique ? câble endommagé ?) Nous pouvons vous fournir une sonde de prêt le temps de la réparation. Nos délais de réparation sont de 8.6 jours en moyenne. »






ARTEFACTS

AVANT



APRÈS



Notre service client multilingue est là pour vous guider vers la meilleure solution y compris l'échange standard en cas de sonde non réparable. »



10 Rue du Dr Pravaz, ZA Sainte Barbe
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - FRANCE
+33 4 72 32 26 26 (disponible sur whatsapp)
contact@prs-healthcare.com
prs-healthcare.com



Réparation et vente de sondes d'échographie